

结果判读指南

MEDIWISH MZS-5635 超声波空化活性指示剂

文件编号: RIG-MZS-5635-ZH-CN | 第01版 | 2026年9月2日

译自2026年9月2日英文原版（第01版）。翻译日期：2026年10月4日。

5分钟周期结束后立即判读并记录结果，最好在1分钟内，最迟不得超过5分钟。

观察状态	结果	措施 / 含义
处理前为蓝绿色	未处理	初始状态；暴露前不是蓝绿色的测试瓶不得使用。
5分钟内达到透明黄色	可接受	检测位置达到规定的指示剂终点。
5分钟时为绿色或浅绿色	不满意	反应不完全或延迟。调查条件并重新检测。
5分钟时仍为蓝绿色 / 无可见变化	失败	在所用条件下无可见反应。

延迟反应（仅供诊断）：如果溶液仅在超过5分钟后、但在7分钟内变黄，应记录“延迟反应”。这不是标准的可接受结果。检查脱气、温度、化学组成、负载、位置及设备状况。如果到7分钟仍未变黄，应记录“失败”。

时间规则：颜色变化可能在第一分钟内开始，但最终判读以规定周期的终点为依据。此后的褪色、漂移或反色不得用于更改在规定时间内记录的结果。不要判读短于3分钟的暴露结果。

相对时间比较

在其他检测条件完全相同的情况下，达到黄色终点所需时间较短，通常表示该检测位置的相对空化反应较强。

设备、温度、液体、清洗剂浓度、脱气、负载、位置或检测时长不同时，不得直接比较终点时间。结果是相对性的，不是以dB、W/cm²或其他物理单位表示的测量值。

适用范围限制：仅提供目视定性/比较性终点。不是经校准的dB或W/cm²测量仪，也不是直接的清洁度、消毒或灭菌检测。

产品页面与现行文件

