

定期空化分布检测记录表

MEDIWISH MZS-5635 超声波空化活性指示剂

文件编号: LOG-MZS-5635-PM-ZH-CN | 第01版 | 2026年9月2日

译自2026年9月2日英文原版（第01版）。 翻译日期：2026年10月4日。

最多12个位置

机构: _____	科室: _____	清洗机编号: _____	品牌 / 型号: _____
槽容积: _____	频率: _____	清洗剂 / 浓度: _____	日期: _____

分布检测原因: ☐ 初次安装 ☐ 定期检测 ☐ 维修保养后 ☐ 偏差调查

布点选择： ≤5 L使用4个位置， >5-20 L使用6个位置， >20 L使用12个位置。各槽独立检测； 多层系统的每层作为独立检测平面。

槽液温度 (°C) : _____	加液液位: _____	脱气方法 / 时间: _____	篮筐 / 支架配置: _____
标准检测时间: 5 min	周期后的判读时间: _____	参考溶液 / 清洗剂: _____	

位置	层 / 槽	部位	温度 °C	变黄时间	结果	复测	纠正措施 / 签字
P1					A / U / F	☐	
P2					A / U / F	☐	
P3					A / U / F	☐	
P4					A / U / F	☐	
P5					A / U / F	☐	
P6					A / U / F	☐	
P7					A / U / F	☐	
P8					A / U / F	☐	
P9					A / U / F	☐	
P10					A / U / F	☐	
P11					A / U / F	☐	
P12					A / U / F	☐	

结果代码： A = 可接受， 5分钟内变黄； U = 不满意， 5分钟时为绿色/浅绿色； F = 失败 / 无可见变化。

仅在超过5分钟至7分钟内变黄： 在纠正措施栏记录“延迟反应”， 调查并重测。之后的颜色漂移不能取代规定判读时间内记录的结果。

可比性规则： 设备、液体、清洗剂浓度、温度、脱气、负载、位置或周期不同时， 不得比较终点时间。

分布检测结论: _____

总体结果: ☐ 可接受 ☐ 不满意 ☐ 失败

措施: ☐ 恢复使用 ☐ 纠正后重测 ☐ 需要维修 审核人 / 姓名 / 签字: _____

日期: _____