

REGISTRO DE CONTROL RUTINARIO DE CAVITACIÓN

Indicador de actividad de cavitación ultrasónica MEDIWISH MZS-5635

N.º de documento: LOG-MZS-5635-RT-ES | Rev. 01 | 2 de septiembre de 2026

Traducción del original inglés Rev. 01 del 2 de septiembre de 2026. Fecha de traducción: 4 de octubre de 2026.

25 registros de prueba

Centro: _____

Departamento: _____

ID del limpiador: _____

Marca / modelo: _____

Volumen del tanque: _____

Frecuencia: _____

Detergente / concentración: _____

Posición de referencia: _____

Método rutinario definido: cesta/bandeja vacía; baño preparado y desgasificado; ciclo ininterrumpido de 5 minutos; lectura inmediata (preferiblemente dentro de 1 minuto, como máximo 5 minutos).

N.º	Fecha	ID del limpiador	REF / LOT / EXP	Vial / posición	Temp., °C	Ciclo	Tiempo hasta amarillo	Resultado	Operador	Acción correctiva / firma
1								A / U / F		
2								A / U / F		
3								A / U / F		
4								A / U / F		
5								A / U / F		
6								A / U / F		
7								A / U / F		
8								A / U / F		
9								A / U / F		
10								A / U / F		
11								A / U / F		
12								A / U / F		
13								A / U / F		
14								A / U / F		
15								A / U / F		
16								A / U / F		
17								A / U / F		
18								A / U / F		
19								A / U / F		
20								A / U / F		
21								A / U / F		
22								A / U / F		
23								A / U / F		
24								A / U / F		
25								A / U / F		

Códigos: A = aceptable, amarillo a los 5 min o antes; U = no satisfactorio, verde/verde claro a los 5 min; F = fallo / sin cambio visible.

Amarillo solo después de >5 a 7 min: anote «RESPUESTA TARDÍA» en el campo de acción correctiva, investigue y repita. Los cambios posteriores de color no sustituyen al resultado registrado en el momento prescrito.

Regla de comparación: no compare los tiempos finales si difieren el equipo, el líquido, la concentración de detergente, la temperatura, la desgasificación, la carga, la posición o el ciclo.