

REGISTRO DE CONTROLE ROTINEIRO DE CAVITAÇÃO

Indicador de atividade de cavitação ultrassônica MEDIWISH MZS-5635

N.º do documento: LOG-MZS-5635-RT-PT | Rev. 01 | 2 de setembro de 2026

Tradução do original em inglês Rev. 01 de 2 de setembro de 2026. Data da tradução: 4 de outubro de 2026.

25 registros de ensaio

Instituição: _____

Setor: _____

ID da lavadora: _____

Marca / modelo: _____

Volume do tanque: _____

Frequência: _____

Detergente / concentração: _____

Posição de referência: _____

Método rotineiro definido: cesto/bandeja vazio; banho preparado e desgaseificado; ciclo ininterrupto de 5 minutos; leitura imediata (preferencialmente em até 1 minuto, no máximo 5 minutos).

N.º	Data	ID da lavadora	REF / LOT / EXP	Frasco / posição	Temp., °C	Ciclo	Tempo até amarelo	Resultado	Operador	Ação corretiva / assinatura
1								A / U / F		
2								A / U / F		
3								A / U / F		
4								A / U / F		
5								A / U / F		
6								A / U / F		
7								A / U / F		
8								A / U / F		
9								A / U / F		
10								A / U / F		
11								A / U / F		
12								A / U / F		
13								A / U / F		
14								A / U / F		
15								A / U / F		
16								A / U / F		
17								A / U / F		
18								A / U / F		
19								A / U / F		
20								A / U / F		
21								A / U / F		
22								A / U / F		
23								A / U / F		
24								A / U / F		
25								A / U / F		

Códigos: A = aceitável, amarelo em até 5 min; U = insatisfatório, verde/verde-claro aos 5 min; F = falha / sem alteração visível.

Amarelo somente após >5 a 7 min: registre «RESPOSTA TARDIA» no campo de ação corretiva, investigue e repita. A alteração posterior da cor não substitui o resultado registrado no momento prescrito.

Regra de comparação: não compare os tempos finais se houver diferenças de equipamento, líquido, concentração de detergente, temperatura, desgaseificação, carga, posição ou ciclo.