

ЖУРНАЛ РЕГУЛЯРНОГО КОНТРОЛЯ КАВИТАЦИИ

Индикатор кавитационной активности ультразвуковой ванны MEDIWISH MZS-5635

Номер документа: LOG-MZS-5635-RT-RU | Ред. 01 | 2 сентября 2026 г.

Перевод английского оригинала Rev. 01 от 2 сентября 2026 г. Дата перевода: 4 октября 2026 г.

25 записей испытаний

Учреждение: _____	Подразделение: _____	ID мойки: _____
Марка / модель: _____	Объём ванны: _____	Частота: _____
Моющее средство / концентрация: _____	Контрольная точка: _____	

Установленная методика: пустая корзина/лоток; ванна подготовлена и дегазирована; непрерывный цикл 5 минут; считывание сразу (предпочтительно до 1 минуты, не позднее 5 минут).

№	Дата	ID мойки	REF / LOT / EXP	Флакон / точка	Темп., °C	Цикл	Время до жёлтого	Результат	Оператор	Корректирующее действие / подпись
1								A / U / F		
2								A / U / F		
3								A / U / F		
4								A / U / F		
5								A / U / F		
6								A / U / F		
7								A / U / F		
8								A / U / F		
9								A / U / F		
10								A / U / F		
11								A / U / F		
12								A / U / F		
13								A / U / F		
14								A / U / F		
15								A / U / F		
16								A / U / F		
17								A / U / F		
18								A / U / F		
19								A / U / F		
20								A / U / F		
21								A / U / F		
22								A / U / F		
23								A / U / F		
24								A / U / F		
25								A / U / F		

Коды: A - приемлемый, жёлтый к 5-й минуте; U - неудовлетворительный, зелёный/светло-зелёный на 5-й минуте; F - не пройден / без видимого изменения.

Жёлтый только после >5-7 минут: записать «ЗАМЕДЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ» в поле корректирующих действий, выяснить причину и повторить. Позднее изменение цвета не заменяет результат, записанный в установленное время.

Правило сравнения: не сравнивать время достижения конечного цвета при различии оборудования, жидкости, концентрации моющего средства, температуры, дегазации, загрузки, расположения или цикла.