

日常空化功能检测记录表

MEDIWISH MZS-5635 超声波空化活性指示剂

文件编号: LOG-MZS-5635-RT-ZH-CN | 第01版 | 2026年9月2日

译自2026年9月2日英文原版（第01版）。翻译日期：2026年10月4日。

25次检测记录

机构: _____	科室: _____	清洗机编号: _____
品牌 / 型号: _____	槽容积: _____	频率: _____
清洗剂 / 浓度: _____	参考位置: _____	

规定日常方法：空篮筐/托盘；槽液已配制并脱气；连续、不间断5分钟周期；立即判读（最好在1分钟内，最迟不超过5分钟）。

序号	日期	清洗机编号	REF / LOT / EXP	测试瓶 / 位置	温度 °C	周期	变黄时间	结果	操作人员	纠正措施 / 签字
1								A / U / F		
2								A / U / F		
3								A / U / F		
4								A / U / F		
5								A / U / F		
6								A / U / F		
7								A / U / F		
8								A / U / F		
9								A / U / F		
10								A / U / F		
11								A / U / F		
12								A / U / F		
13								A / U / F		
14								A / U / F		
15								A / U / F		
16								A / U / F		
17								A / U / F		
18								A / U / F		
19								A / U / F		
20								A / U / F		
21								A / U / F		
22								A / U / F		
23								A / U / F		
24								A / U / F		
25								A / U / F		

结果代码：A = 可接受，5分钟内变黄；U = 不满意，5分钟时为绿色/浅绿色；F = 失败 / 无可见变化。

仅在超过5分钟至7分钟内变黄：在纠正措施栏记录“延迟反应”，调查并重测。之后的颜色漂移不能取代规定判读时间内记录的结果。

可比性规则：设备、液体、清洗剂浓度、温度、脱气、负载、位置或周期不同时，不得比较终点时间。